

NTE 缓冲液（1×,pH=7.4,无菌）

目录编号：T11062

产品规格：100ml

产品简介：

NTE 缓冲液（1×,pH=7.4,无菌）由 0.15M NaCl、0.05M Tris 以及 0.001M EDTA 组成，所以简称为 NTE 缓冲液。

该试剂经无菌处理，可用于浓缩逆转录病毒或其他用途。

产品组成：

产品组成	规格	保存温度
NTE 缓冲液（1×,pH=7.4,无菌）	100ml	室温

操作步骤：

1. 按实验具体要求操作，一般用原病毒体积 1%的 NTE 缓冲液溶解沉淀。

注意事项：

1. 如果每次的使用量很小，可以适当分装后再使用。
2. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期：12 个月有效。



扫一扫 加微信

郑州乐业生物科技有限公司
Zhengzhou Leye-Bio Biotechnology Co.,Ltd
地址：郑州市高新区红松路36号龙鼎企业中心一期1号楼5楼25号
免费电话：400-611-0007 13671551480 13643719799
Q Q：807961520 731791866
邮箱：zzlybio@126.com